

**LATITUDE™ NXT**  
*Sistema de gestión pacientes*



*Información del paciente*

# LATITUDE™ NXT

*El sistema de gestión de pacientes*

*y usted*



*A usted se le ha implantado un marcapasos para ayudar a su corazón a recuperar un ritmo normal, de manera que se sienta mejor y pueda realizar actividades diarias normales. El marcapasos implantado controla su frecuencia cardíaca, latido a latido y le proporciona terapia de estimulación cuando la necesita.*

*Su marcapasos necesita ser comprobado regularmente para garantizar que está funcionando correctamente y que está haciendo lo mejor para controlar el estado de su corazón. Su doctor le ha prescrito el sistema de gestión de pacientes LATITUDE™ NXT en combinación con su marcapasos para que ayude al equipo de profesionales sanitarios a controlar regularmente su marcapasos.*

*El sistema de gestión de pacientes LATITUDE™ NXT es un sistema de control doméstico que da a su equipo de profesionales sanitarios acceso a su marcapasos e información específica sobre la salud de su corazón. Dicha información es recopilada y utilizada entre las visitas programadas a la consulta. El sistema LATITUDE™ comprueba su marcapasos dentro de la comodidad de su hogar y envía información a una página web segura que sólo puede ver su equipo de profesionales sanitarios.*

***El diseño sencillo de un botón simplifica la tarea diaria de gestión remota del paciente***

# Sistema de gestión de pacientes LATITUDE™ NXT

## El comunicador LATITUDE™ comprueba su marcapasos por medio:

- De seguimientos regulares programados para garantizar que su marcapasos funciona correctamente.
- De un control remoto entre los seguimientos, según determine su doctor, para identificar cualquier cambio en su marcapasos o bajo unas condiciones específicas de salud de su corazón.

## El comunicador LATITUDE™

El comunicador LATITUDE™ es una herramienta simple, fácil de utilizar que le permite estar mejor conectado con su equipo de profesionales sanitarios. Todo lo que necesita para configurar y utilizar el comunicador es un cable de red y una línea telefónica. En la caja se incluyen un cable de teléfono y un cable de red.

- Conecte el comunicador LATITUDE™ a su línea telefónica y a la toma de corriente.
- Una vez lo haya conectado, **presione el Botón Corazón** para realizar una llamada al sistema LATITUDE™.
- Las ondas de recepción y transmisión del comunicador se iluminarán en verde, lo que confirmará que la información de su marcapasos se ha enviado con éxito a la página web de LATITUDE™.





Para garantizar una recopilación de datos precisa y a tiempo, le recomendamos que coloque el comunicador LATITUDE™ cerca de su cama o en una habitación en la que esté un tiempo considerable. Configure su comunicador tan pronto como lo reciba. Esto garantizará que su equipo de profesionales sanitarios pueda empezar a controlar la información de su marcapasos.

- El comunicador envía, automáticamente, información importante desde su marcapasos, basándose en un programa establecido por su doctor. Esta información es enviada a la página web de LATITUDE™ para que su doctor la revise.
- El comunicador recopila información de su dispositivo implantado diariamente. Por esta razón, recomendamos que deje el comunicador conectado en todo momento.
- No notará físicamente que su marcapasos está siendo comprobado.

*Por favor, tenga en cuenta que: su comunicador sólo leerá información de su marcapasos. No interferirá ni modificará parámetros de su marcapasos.*



### ***Recursos adicionales***

Póngase en contacto con su clínica si usted o su familia tienen dudas sobre:

- Configuración del comunicador LATITUDE™
- Programa y frecuencia de las comprobaciones remotas del marcapasos
- Viajar con su comunicador LATITUDE™
- Otros temas relacionados con LATITUDE™ o con el marcapasos

Además, consulte el manual del paciente del comunicador LATITUDE™ (incluido en la caja de su comunicador) para ver las instrucciones de configuración y funcionamiento detalladas.

# Boston Scientific

*Defining tomorrow, today.™*

[www.bostonscientific-international.com](http://www.bostonscientific-international.com)

© 2012 Boston Scientific Corporation o sus  
afiliados. Todos los derechos reservados.  
DINCRM0757SA

Todas las marcas registradas citadas son propiedad de sus respectivos propietarios. PRECAUCIÓN: Las leyes restringen la venta de estos dispositivos a médicos o bajo prescripción de los mismos. Las indicaciones, contraindicaciones, advertencias e instrucciones de uso se incluyen en la etiqueta del producto suministrada con cada dispositivo. Información para su utilización solamente en países en los que el producto este registrado en las autoridades sanitarias pertinentes.

CRM-51008-AA-FEB2012 Impreso en Alemania por medicalvision.