

Heparinización I.V. Ajuste de dosis con arreglo a determinación de APTT

DOSIS ESTÁNDAR: BOLO 5000 U.I.

INFUSIÓN 1000 U/H (25000 U/500cc a 20 ml/h)

INICIAR CONTROL DE APTT A LAS 6 HORAS DEL COMIENZO DE INFUSIÓN

APTT/seg.	Bolo/dosis	Parar infusión	Cambio vel. infusión	Repetir APTT
< 35	5000 ui	0	+ 3 ml/h	6 horas
35 - 50	0	0	+ 2 ml/h	6 horas
51 - 70	0	0	No modificar	12 horas
71 - 80	0	0	- 1 ml/h	6 horas
81 - 100	0	30 min	- 2 ml/h	6 horas
> 100	0	60 min	- 3 ml/h	6 horas

Las 6 ó 12 horas se contabilizarán a partir de la modificación de la perfusión, no de la extracción de muestra. Extracción de vía diferente a la de infusión.

* A las 24 h. ampliar el intervalo de extracción a cada 24 h.